

Strappal®



NO CONTIENE LÁTEX



Cinta adhesiva hipoalérgica e inelástica, especial para “Vendajes Funcionales” (Taping)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Alta adhesividad**, inmejorable fijación tanto inicial como duradera (seguridad terapéutica)
- **Adhesivo hipoalérgico**, especialmente indicado en pacientes con piel sensible. Al retirar no deja restos adhesivos
- **Inelástico**, realiza un fuerte soporte y limitación selectiva de los movimientos
- **Rasgable con la mano en ambas direcciones**, rapidez de aplicación, no necesita el uso de tijeras
- **Soporte de tejido flexible**, mejor adaptabilidad, facilidad de aplicación
- **Bordes dentados**, evita el deshilachamiento, técnica “más limpia”
- **Soporte hidrófugo**, repele el agua

INDICACIONES

- Vendaje de contención, soporte y descarga de lesiones leves y moderadas, como torceduras y esguinces articulares y roturas musculares.
- Vendaje funcional (técnica inelástica). Prevención y tratamiento de lesiones leves y moderadas en zonas articulares y musculares.
- Vendajes Funcionales de Medicina y Fisioterapia del Deporte, Traumatología, Medicina Laboral, Neurología y Rehabilitación.

INSTRUCCIONES DE USO

Para obtener una óptima adherencia, Strappal debe ser aplicado sobre la piel limpia y seca.

COMPOSICIÓN

Soporte: Tejido de fibra 100% viscosa de color blanco

Masa adhesiva: principalmente resinas sintéticas, lanolina, elastómeros de síntesis, óxido de zinc

CLASE CE

I, no estéril

CADUCIDAD

3 años

ALMACENAJE

Debe conservarse en lugares secos y frescos, que no sobrepasen los 25°C de temperatura, y procurar que esté siempre alejado de la luz solar directa.

FABRICANTE

BSN Medical S.A.S.
Rue du Millénaire – B.P. 22
72320 Vibraye, France
www.BSNmedical.com

