



## Venda elástica adhesiva de algodón y viscosa. Envase individual

Venda elástica adhesiva de algodón y viscosa blanqueada. Masa adhesiva de caucho natural y óxido de zinc.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Adhesiva**, da una excelente fijación tanto inicial como duradera (seguridad terapéutica)
- **Extensible longitudinalmente**, facilidad de aplicación y adaptabilidad
- **Extensibilidad máxima del 90%**, realiza un fuerte efecto elasto-compresivo
- **Porosa**, reduce el riesgo de maceración
- **Radiotransparente**, permite el control radiológico sin interferencias
- **Soporte hidrófugo**, repele el agua
- **Soporte tejido en "S" y "Z"**, permite cortes de cualquier tipo así como hacer orificios, sin que se deshilache
- **Bordes no orillados**, evita marcas en la piel
- **Hilo longitudinal coloreado en el centro**, fácil orientación en técnica circular
- **Envasado individualmente en papel de celofán impreso**, facilidad de identificación y prevención de influencias climatológicas adversas

### INDICACIONES

- Vendaje de contención, soporte y descarga de lesiones leves y moderadas, como torceduras y esguinces articulares y roturas musculares.
- Vendaje Funcional (técnica elástica). Prevención y tratamiento de lesiones leves y moderadas en zonas articulares y musculares.
- Vendaje de compresión duradero en edema y procesos varicosos.
- Vendaje de inmovilización total en lesiones óseas (p.ej.: "ocho de guarismo", "Velpau") o post inmovilización rígida (yeso o fibra).

### INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar la venda circularmente con una ligera tensión.

### COMPOSICIÓN

**Soporte:** Urdimbre: Algodón 100%  
Trama: Algodón 85%  
Viscosa 15%

**Adhesivo:** Masa adhesiva que contiene 24,0 – 26,0% en óxido de zinc.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Masa por unidad de área (g/m<sup>2</sup>): 160 - 175

Masa adhesiva (g/m<sup>2</sup>): 100 - 110

Adhesión al acero (mN/mm): 100 - 400

Elasticidad (%): 90 - 115

Recuperación (%): 57 - 67,5

Número de hilos (10 cm):

Urdimbre: 170 mínimo

Trama: 78 mínimo

Contenido de óxido de cinc en adhesivo (%): 24,0 – 26,0

Dimensiones:

Longitud: mínimo 4,5 m en tensión

Anchura: 4,8 – 5,2 cm si es 5 cm

7,3 – 7,7 cm si es 7,5 cm

9,8 – 10,2 cm si es 10 cm

### CLASE CE

I. no estéril

### CADUCIDAD

3 años



#### ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco, alejado de la luz y a temperatura inferior a 25°C.

#### FABRICANTE

BSN Medical Ltd (Pty)  
30 Gillits Road, PO Box 92,  
Pinetown 3600  
South Africa

Distribuido por:

#### **Smith & Nephew, S.A.**

División BSN/Rehab  
Fructuós Gelabert, 2-4  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)  
Tel. Atención cliente:  
93 373 73 14; 93 373 71 14  
93 373 74 14; 93 373 71 65  
Fax. Atención cliente:  
93 373 72 65; 93 373 76 03  
ESSMITH1@ATTGLOBAL.NET

#### PRESENTACIÓN

Código de producto	Dimensiones	Unidad mínima de venta	Unidades / envase	Código EAN-13
4028	2,7 m x 5 cm	1 unidad	50	5000223417055
4029	2,7 m x 7,5 cm	1 unidad	50	5000223417079
4030	2,7 cm x 10 cm	1 unidad	50	5000223417093